


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dynll1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P63167

Número de artículo: CM0012808



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra DYNLL1 humana (dinina cadena ligera 1, LC8/PIN), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre citoesqueleto, apoptosis y daño al ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-DYNLL1 de conejo
Observaciones/Alias	LC8; PIN; DLC1; DLC8; LC8a; DNCL1; hdlc1; DNCLC1; DYNLL1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	8655
ID del gen	8655
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-89 de DYNLL1 humana (P63167).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P63167
Peso de la proteína	10 kDa
Envío	Bolsa de hielo