

Anticuerpo Policlonal Anti-Dynll2 Para Wb Y Elisa - Q96Fj2

Número de artículo: CM0015762



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DYNLL2 humana, validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para investigación sobre dineína y transporte intracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DYNLL2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Dlc2, DNCL1B, RSPH22, DYNLL2
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	140735
ID del Gen	140735
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reacción Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q96FJ2
Peso de la Proteína	10kDa
Envío	Bolsa de hielo