

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dynll2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Fj2

Número de artículo: CM0017559



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DYNLL2 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta la cadena ligera 2 de dineína citoplasmática involucrada en el transporte intracelular en muestras de Humano, Ratón y Rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DYNLL2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	Dlc2, DNCL1B, RSPH22, DYNLL2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	140735
GeneID	140735
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-89 de DYNLL2 humano (NP_542408.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96FJ2
Peso Proteico	10kDa
Envío	Bolsa de hielo