

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dyrk2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92630

Número de artículo: CM0027064



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-DYRK2 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta DYRK2 humano y de ratón, una cinasa de doble especificidad involucrada en la regulación del ciclo celular, apoptosis y respuesta al daño en el ADN. Ideal para estudios de señalización de quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DYRK2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DYRK2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8445
ID de Gen	8445
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 429-528 del DYRK2 humano (NP_003574.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q92630
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo