

Anticuerpo Policlonales De Conejo Anti-Dyrk2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92630

Número de artículo: CM0021146



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DYRK2 validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada para humano y rata. Se dirige a la quinasa de doble especificidad implicada en el ciclo celular, apoptosis y respuesta al daño del ADN. Enfocado a uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DYRK2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DYRK2; quinasa 2 regulada por fosforilación de tirosina de doble especificidad
Especie	Humano
GeneID	8445
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-600 de la DYRK2 humana.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q92630
Peso Proteico	59kDa/66kDa
Envío	Bolsa de hielo