

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dyrk4 Para Wb, Elisa - Q9Nr20

Número de artículo: CM0023363

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-DYRK4 validado para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta la quinasa dual regulada por fosforilación de tirosina 4 en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigación en espermiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo DYRK4
Observaciones/Alias	DYRK4
Especie	Humano
GeneID (humano)	8798
GeneID	8798
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 330-480 de DYRK4 humano (NP_003836.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NR20
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo