


Anticuerpo Policlonal Anti-Distonina (Dst) Para Wb, Elisa - Q03001

Número de artículo: CM0021297



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la distonina humana (DST) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reactividad cruzada confirmada con ratón y rata; ideal para investigación del citoesqueleto, hemidesmosomas y adhesión epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DST Conejo pAb
Observaciones/Alias	DT, BPA, DMH, EBS3, BP240, BPAG1, EBSB2, HSN6, MACF2, CATX15, CATX-15, D6S1101, DST
Especie	Humano
GeneID (Humano)	667
GeneID	667
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de la DST humana (NP_001714.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q03001
Peso Proteico	861kDa
Envío	Bolsa de hielo