


Anticuerpo Policlonico Anti-Distrofina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11532

Número de artículo: CM0016991



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la distrofina humana (ID gen: 1756) para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Ideal para investigación de enfermedades neuromusculares y desarrollo de ensayos para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Distrofina Rabbit pAb
Notas / Alias	BMD; CMD3B; MRX85; DXS142; DXS164; DXS206; DXS230; DXS239; DXS268; DXS269; DXS270; DXS272; Distrofina
Especie	Humano
ID gen (Humano)	1756
ID gen	1756
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 346-635 de la distrofina humana (NP_003997.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11532
Peso de la Proteína	427kDa
Envío	Bolsa de hielo