

Anticuerpo Policlonal Anti-E-Cadherina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12830

Número de artículo: CM0014358



Introducción

Anti-E-Cadherina Conejo pAb validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar adhesión celular, integridad epitelial e investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	E-Cadherina Conejo pAb
Observaciones/Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324; E-Cadherina
Especie	Humano
GeneID (humano)	999
GeneID	999
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 373-622 de la E-Cadherina humana (NP_004351.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12830
Peso Molecular de la Proteína	97kDa
Envío	Bolsa de hielo