

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-E-Cadherina Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P12830

Número de artículo: CM0002230



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la E-Cadherina humana. Validado para WB, IF, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para aplicaciones de investigación sobre adhesión celular, TEM y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	E-Cadherina mAb de Conejo
Observaciones/Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCD51; CD324; E-Cadherina
Especie	Humano
GeneID	999
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 701-800 de la E-Cadherina humana (NP_004351.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12830
Peso Proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo