

Anticuerpo Monoclonal Anti-E-Cadherina/Cd324 Para Citometría De Flujo - P12830

Número de artículo: CM0004652



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la E-Cadherina/CD324 humana para citometría de flujo. Se dirige al dominio extracelular (aa 155-707). Reactividad por especie: humana. Peso molecular predicho ~97 kDa. Adecuado para estudios de adhesión celular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-E-Cadherina/CD324 humana
Observaciones/Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
Especie	Humana
GeneID (humano)	999
GeneID	999
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 155-707 de la E-Cadherina/CD324 humana (NP_004351.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P12830
Peso de la proteína	90kDa/97kDa
Envío	Bolsa de hielo