

Anticuerpo Policlonal Anti-E-Selectina/Cd62E Para Wb, Elisa - Q00690

Número de artículo: CM0022253

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la E-Selectina/CD62E de ratón. Validado para Western blot y ELISA. Adecuado para el estudio de la adhesión leucocitaria, la inflamación y la activación endotelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra E-Selectina/CD62E
Observaciones/Alias	Elam; CD62E; ELAM-1; LECAM2; E-selectina; E-Selectina/CD62E
Especie	Ratón
ID génico (humano)	6401
ID génico (ratón)	20339
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 22-557 de la E-Selectina/CD62E de ratón (NP_035475.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q00690
Peso de la proteína	66 kDa
Envío	Bolsa de hielo