


Anticuerpo Policlonico Anti-E2A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15923

Número de artículo: CM0018814



Introducción

Anticuerpo Policlonico de conejo Anti-E2A validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón y rata. Se dirige al factor de transcripción TCF3/E2A implicado en la diferenciación y el desarrollo de linfocitos B. Ideal para estudios de regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	E2A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	E2A; E47; p75; AGM8; ITF1; VDIR; AGM8A; AGM8B; TCF-3; bHLHb21
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6929
GeneID	6929
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 450-525 de la E2A humana (P15923)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15923
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo