


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-E2A/Tcf3 Para Wb, Elisa - P15923

Número de artículo: CM0005971



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra E2A/TCF3 humano, validado para WB y ELISA. Adecuado para la investigación sobre regulación de la transcripción, diferenciación de células B y cáncer. Reacciona cruzadamente con humano y ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	E2A/TCF3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TCF3; AGM8; E2A; E47; ITF1; TCF-3; VDIR; bHLHb21; factor de transcripción 3
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	6929
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 379-525 de E2A/TCF3 humano (NP_003191.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P15923
Peso proteico	67kDa/68kDa
Envío	Bolsa de hielo