


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-E2F2 Para Wb Para Elisa - Q14209

Número de artículo: CM0005707



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra el factor de transcripción E2F2, validado para Western blot y ELISA en muestras humanas y de ratón. Ideal para la investigación del ciclo celular y el cáncer. Se envía en hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	E2F2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	E2F-2; E2F2
Especie	Humano
GeneID (humano)	1870
GeneID	1870
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 303-395 de E2F2 humano (Q14209).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q14209
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo