


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-E2F4 Para Wb Y Elisa - Q16254

Número de artículo: CM0003559



Introducción

Explore nuestro anticuerpo monoclonal de conejo anti-E2F4 optimizado para WB y ELISA en modelos humanos y de ratón. Ideal para investigar la regulación del ciclo celular y los mecanismos de control transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo E2F4
Observaciones/Alias	E2F-4; E2F4
Especie	Humano
ID del gen	1874
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 de E2F4 humano (Q16254)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q16254
Peso proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo