


Anticuerpo Policlonal Anti-E2F8 Para Wb Y Elisa - A0Avk6

Número de artículo: CM0015090



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra E2F8 humano, adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Validado para la investigación del ciclo celular, la regulación de la transcripción y la angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	E2F8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	E2F-8; E2F8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79733
GeneID	79733
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 788-867 del E2F8 humano (NP_078956.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	A0AVK6
Peso Proteico	94kDa
Envío	Bolsa de hielo