


Anticuerpo Monoclonal Anti-Eaat1/Slc1A3 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P43003

Número de artículo: CM0005614



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra EAAT1/SLC1A3 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconoce ratón y rata. Adecuado para estudios de neurociencia sobre el transporte de glutamato y la neurotransmisión excitatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EAAT1/SLC1A3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	EA6; EAAT1; GLAST; GLAST1; EAAT1/SLC1A3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6507
GeneID	6507
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 de EAAT1/SLC1A3 humano (P43003)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P43003
Peso proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo