


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Eaat2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P43004

Número de artículo: CM0009974



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta afinidad dirigido contra EAAT2 (SLC1A2) humano para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacción cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de transportadores de glutamato en investigación de función sináptica y neurología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EAAT2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GLT1; HBG1; DEE41; EAAT2; GLT-1; EIEE41; EAAT2/SLC1A2
Especie	Humano
ID del gen	6506
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43004
Peso molecular de la proteína	62kDa
Envío	Bolsa de hielo