


Anticuerpo Policlonal Anti-Eaat2/Slc1A2 Para Wb, If-P, Elisa - P43004

Número de artículo: CM0014539



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EAAT2/SLC1A2 (GLT-1), validado para WB, IF-P y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige al transportador de glutamato para investigaciones en biología sináptica y enfermedades neurológicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EAAT2/SLC1A2 pAb de conejo
Notas / Alias	GLT1; HBGT; DEE41; EAAT2; GLT-1; EIEE41; EAAT2/SLC1A2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6506
GeneID	6506
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 474-574 de EAAT2/SLC1A2 humano (NP_004162.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P43004
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo