


Anticuerpo Policlonal Anti-Eaf1 Para Wb, Elisa - Q96Jc9

Número de artículo: CM0022219



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EAF1 humana (factor 1 asociado a ELL), validado para Western blot y ELISA. Reactividad cruzada con humano y rata. EAF1 es un transactivador transcripcional de las actividades de elongación de ELL/ELL2, localizado en las motas nucleares y cuerpos de Cajal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EAF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EAF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	85403
GeneID	85403
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-120 de la EAF1 humana (NP_149074.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q96JC9
Peso de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo