


Anticuerpo Policlonal Anti-Eb3/Mapre3 Para Wb, Elisa - Q9Upy8

Número de artículo: CM0029570



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EB3/MAPRE3 humano, validado para Western blot e ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Diseñado para estudios de dinámica de microtúbulos, función del huso y división celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EB3/MAPRE3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	EB3; RP3; EBF3; EBF3-S; EB3/MAPRE3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	22924
GeneID	22924
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-281 de EB3/MAPRE3 humano (NP_036458.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9UPY8
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo