


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Eb3/Mapre3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Upy8

Número de artículo: CM0003528



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra EB3/MAPRE3 humano (proteína asociada a microtúbulos miembro 3 de la familia RP/EB). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre citoesqueleto y división celular.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | EB3/MAPRE3 mAb de conejo                                                                                                                         |
| Observaciones/Alias           | EB3; RP3; EBF3; EBF3-S; EB3/MAPRE3                                                                                                               |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                           |
| GeneID (Humano)               | 22924                                                                                                                                            |
| GeneID                        | 22924                                                                                                                                            |
| Inmunógeno                    | Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre las posiciones 182 y 281 de EB3/MAPRE3 humano (Q9UPY8). |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                           |
| Categoría                     | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                         |
| Aplicación                    | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                |
| Reactividad cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                              |
| SWISS                         | Q9UPY8                                                                                                                                           |
| Peso molecular de la proteína | 32kDa                                                                                                                                            |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                                   |