

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ebag9 Para Wb, Elisa - 000559

Número de artículo: CM0018835

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EBAG9 (RCAS1) humano, validado para WB y ELISA. Apto para investigación en apoptosis y cáncer, dirigido a una proteína de membrana del aparato de Golgi de 24 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EBAG9 Rabbit pAb
Notas/Alias	EB9; PDAF; EBAG9
Especie	Humano
GenelD (Humano)	9166
GenelD	9166
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-213 de EBAG9 humano (NP_004206.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	000559
Peso molecular de la proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo