


Anticuerpo Policlonal Anti-Ebf3 Para Wb, Elisa - Q9H4W6

Número de artículo: CM0019070



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EBF3 humano (COE3). Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con rata. Ideal para la investigación de la regulación de la transcripción y el neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EBF3 pAb de conejo
Observaciones/alias	COE3, OE-2, EBF-3, HADD5, O/E-2, EBF3
Especie	Humano
GeneID (humano)	253738
GeneID	253738
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-500 de EBF3 humano (NP_001005463.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q9H4W6
Peso de la proteína	65 kDa
Envío	Bolsa de hielo