

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ebi3 Para Wb, Elisa - Q14213

Número de artículo: CM0002141



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la EBI3 humana (subunidad beta de IL-27), con reactividad cruzada con humano, ratón, rata. Validado para WB y ELISA. El objetivo es una citoquina secretada involucrada en la regulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra EBI3
Observaciones/Alias	IL27B; IL35B; IL-27B; EBI3
Especie	Humano
GeneID (humano)	10148
GeneID	10148
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 130-229 de la EBI3 humana (Q14213)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14213
Peso Molecular de la Proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo