


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ebna1Bp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99848

Número de artículo: CM0030434



Introducción

CamelBio suministra el Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-EBNA1BP2 (P40, EBP2, NOBP) validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Este anticuerpo se dirige a la proteína probable de procesamiento de rRNA EBP2, una proteína nucleolar implicada en la biogénesis de ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EBNA1BP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	P40, EBP2, NOBP, EBNA1BP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10969
GeneID	10969
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-306 del EBNA1BP2 humano (NP_006815.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99848
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo