

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ebp1/Pa2G4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uq80

Número de artículo: CM0010839



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la EBP1/PA2G4 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de proliferación celular, señalización de ERBB3 e investigación sobre cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EBP1/PA2G4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	EBP1; HG4-1; ITAF45; p38-2G4; EBP1/PA2G4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5036
GeneID	5036
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-394 de la EBP1/PA2G4 humana (NP_006182.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UQ80
Peso Molecular de la Proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo