

Anticuerpo Policlonal Anti-Ebp1/Pa2G4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uq80

Número de artículo: CM0028339



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra EBP1/PA2G4, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigar la transducción de señales de ERBB3, la proliferación celular y el procesamiento del ARNr.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EBP1/PA2G4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EBP1; HG4-1; ITAF45; p38-2G4; EBP1/PA2G4
Especie	Humano
ID del gen	5036
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-394 de EBP1/PA2G4 humano (NP_006182.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UQ80
Peso proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo