

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ecd Para Wb Y Elisa - 095905

Número de artículo: CM0022236

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra ECD (homólogo de ecdysoneless) para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la estabilidad de p53, la transcripción y la progresión del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ECD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GCR2; SGT1; HSGT1; ECD
Especie	Humano
GeneID (humano)	11319
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 435-644 de ECD humano (NP_009196.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O95905
Peso de la proteína	73 kDa
Envío	Bolsa de hielo