


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ech1 (Validado Por Kd) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13011

Número de artículo: CM0011404



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ECH1 (HPXEL) validado por KD para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a la delta(3,5)-delta(2,4)-dienoil-CoA isomerasa mitocondrial (SWISS Q13011).

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	[Validado por KD] ECH1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HPXEL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1891
GeneID	1891
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-322 de la ECH1 humana (NP_001389.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13011
Peso molecular	36kDa
Envío	Bolsa de hielo