

Anticuerpo Policlonal Anti-Echdc2 De Conejo Para Wb Y Elisa - Q86Yb7

Número de artículo: CM0016343

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo ECHDC2 validado para Western blot (WB) y ELISA. Reconoce ECHDC2 humano y presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación del metabolismo mitocondrial de ácidos grasos y lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ECHDC2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ECHDC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55268
GeneID	55268
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-292 de ECHDC2 humano (NP_001185890.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q86YB7
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo