


Anticuerpo Policlonal Anti-Eci1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42126

Número de artículo: CM0015165



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ECI1 (Isomerasa delta de Enoil-CoA 1, mitocondrial), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano y ratón; 33 kDa; ideal para estudios del metabolismo de ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ECI1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DCI; ECI1
Especie	Humano
GeneID (humano)	1632
GeneID	1632
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P42126
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo