


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eci2 Para Wb Y Elisa - 075521

Número de artículo: CM0013443



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ECI2 humano (Enoil-CoA delta isomerasa 2). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre metabolismo de ácidos grasos y trastornos peroxisomales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ECI2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DRS1; PECI; ACBD2; DRS-1; HCA88; dJ1013A10.3; ECI2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10455
GeneID	10455
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-364 de ECI2 humano (NP_006108.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075521
Peso de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo