

Anticuerpo Policlonal Anti-Ecm1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16610

Número de artículo: CM0022996

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ECM1 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y reconoce una glucoproteína secretada de 61 kDa implicada en la formación ósea y la angiogénesis, adecuada para la investigación de la matriz extracelular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ECM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	URBWD; ECM1
Especie	Humano
GeneID (humano)	1893
GeneID	1893
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 280-405 de ECM1 humano (NP_004416.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q16610
Peso molecular	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo