

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ecsit Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bq95

Número de artículo: CM0028982



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ECSIT (SITPEC), validado para WB, IF/ICC y ELISA en humano, ratón y rata. ECSIT es un adaptador clave en la inmunidad innata, la señalización de NF- κ B y el ensamblaje del complejo I mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra ECSIT
Observaciones/Alias	SITPEC; ECSIT
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	51295
ID del Gen	51295
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-296 de ECSIT humano (NP_001135936.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BQ95
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo