


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Edar Para Wb, Elisa - Q9Une0

Número de artículo: CM0028085



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EDAR humano, el receptor de ectodisplasia A. Adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. EDAR media la señalización de NF- κ B y JNK y está implicado en la displasia ectodérmica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-EDAR
Observaciones/Alias	DL; ED3; ED5; ED1R; EDA3; HRM1; EDA1R; ECTD10A; ECTD10B; EDA-A1R; EDAR
Especie	Humano
GeneID (humano)	10913
GeneID	10913
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-187 de EDAR humano (NP_071731.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UNE0
Peso de la proteína	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo