

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Edaradd Para Wb Y Elisa - Q8Wwz3

Número de artículo: CM0015681

Introducción

El EDARADD Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal de conejo adecuado para WB y ELISA, que detecta la proteína EDARADD humana. Esta proteína adaptadora es crítica para la morfogénesis de los órganos ectodérmicos y la señalización NF-κB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EDARADD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CR, ED3, EDA3, ECTD11A, ECTD11B, EDARADD
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	128178
ID de Gen	128178
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-215 del EDARADD humano (NP_665860.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8WWZ3
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo