

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Edaradd Para Wb, Elisa - Q8Wwz3

Número de artículo: CM0022684

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EDARADD para aplicaciones de WB y ELISA. Validado en humanos, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la displasia ectodérmica y la señalización de NF-kB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EDARADD pAb de conejo
Observaciones/Alías	CR; ED3; EDA3; ECTD11A; ECTD11B; EDARADD
Especie	Humano
GeneID (humano)	128178
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-215 de EDARADD humano (NP_665860.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q8WWZ3
Peso de la proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo