

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Edc3 Para Wb - Q96F86

Número de artículo: CM0013059



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo EDC3 validado para WB y ELISA. Detecta EDC3 humano, ratón y rata (56 kDa). El inmunógeno recombinante (aa159-508) asegura la especificidad. Ideal para la investigación de decapping de mRNA, cuerpos P y espermiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EDC3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	YJDC; LSM16; MRT50; YJEFN2; hYjeF_N2-15q23; EDC3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	80153
ID de Gen	80153
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 159-508 de EDC3 humano (NP_079359.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96F86
Peso Proteico	56 kDa
Envío	Bolsa de hielo