

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Edc4 Para Wb, Elisa - Q6P2E9

Número de artículo: CM0018380

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína humana EDC4 (potenciador de la proteína de descapsulación de ARNm 4). Adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada para humano y ratón. Una herramienta esencial para la investigación de la degradación del ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo EDC4
Observaciones/Alias	GE1; Ge-1; RCD8; HEDL5; HEDLS; RCD-8; EDC4
Especie	Humano
GeneID (humano)	23644
GeneID	23644
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 800-1100 de la EDC4 humana (NP_055144.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q6P2E9
Peso Proteico	152kDa
Envío	Bolsa de hielo