

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Edem2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bv94

Número de artículo: CM0022970

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la EDEM2 humana, un componente de la vía ERAD. Validado para WB, IF/ICC y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Para el estudio de la degradación asociada al retículo endoplásmico y el control de calidad de glicoproteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EDEM2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C20orf31; C20orf49; bA4204.1; EDEM2
Especie	Humano
GeneID (humano)	55741
GeneID	55741
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 399-578 de la EDEM2 humana (NP_060687.2)
Fuente	Crajo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BV94
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo