

Anticuerpo Monoclonal Anti-Edg1/Hexim1 Para Wb Y Elisa - P21453

Número de artículo: CM0008606



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra EDG1/HEXIM1 (S1PR1), adecuado para WB y ELISA con reactividad cruzada en humanos, ratones y ratas. Ideal para la investigación de la señalización GPCR y la angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-EDG1/HEXIM1
Observaciones/Alias	EDG1; S1P1; CD363; ECGF1; EDG-1; CHEDG1; D1S3362; EDG1/HEXIM1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	1901
ID de gen	1901
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de EDG1/HEXIM1 humano (P21453).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21453
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo