

Anticuerpo Policlonal Anti-Edg1/S1Pr1 Para Wb Y Elisa - P21453

Número de artículo: CM0018654



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra S1PR1 humano (EDG1, S1P1). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar la señalización de GPCR en la migración celular, la angiogénesis y la respuesta inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EDG1/HEXIM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EDG1; S1P1; CD363; ECGF1; EDG-1; CHEDG1; D1S3362; EDG1/HEXIM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1901
GeneID	1901
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 303-382 del EDG1/HEXIM1 humano (NP_001391.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P21453
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo