

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Edg2/Lpa-1 (Receptor 1 Del Ácido Lisofosfatídico) Para Wb Y Elisa - Q92633

Número de artículo: CM0002879



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad anti-EDG2/LPA-1 (LPAR1) para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Validado en muestras humanas, reacciona con EDG2/LPA-1 humano. Adecuado para investigación de señalización celular, migración y receptores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EDG2/LPA-1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	EDG2; LPA1; VZG1; edg-2; vzg-1; Gpcr26; Mrec1.3; rec.1.3; EDG2/LPA-1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1902
ID del gen	1902
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de EDG2/LPA-1 humano (Q92633).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q92633
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo