


Anticuerpo Policlonado Anti-Edn1 (Validado Por Ko) Para Wb, If/Icc, Elisa - P05305

Número de artículo: CM0021365



Introducción

Anticuerpo policlonado de conejo contra EDN1, validado por KO, para Western Blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a la endotelina-1, un péptido vasoconstrictor. Ideal para investigación en IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] EDN1 Rabbit pAb
Anotaciones/Alias	ET1; QME; PPET1; ARCND3; HDLCQ7; N1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1906
GeneID	1906
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-212 de la EDN1 humana (NP_001946.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05305
Peso Molecular	24kDa
Envío	Bolsa de hielo