

Anticuerpo Policlonal Anti-Ednrb Para Wb Y Elisa - P24530

Número de artículo: CM0027117



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EDNRB humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para estudios de señalización del receptor de endotelina, investigación vascular y estudios del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EDNRB Conejo pAb
Observaciones/Alias	ETB; ET-B; ETB1; ETBR; ETRB; HSCR; WS4A; ABCDS; ET-BR; HSCR2; EDNRB
Especie	Humano
GeneID	1910
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de EDNRB humano (NP_001116131.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P24530
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo