


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Eea1 Para Wb Y Elisa - Q15075

Número de artículo: CM0011510



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra EEA1 humano, adecuado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. El marcador de endosomas tempranos de ~162 kDa es esencial para estudios de tráfico endosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-EEA1 de conejo
Observaciones/Alias	MST105; ZFYVE2; MSTP105; EEA1
Especie	Humano
ID genético	8411
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de EEA1 humano (Q15075)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15075
Peso molecular de proteína	162kDa
Envío	Bolsa de hielo