


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eea1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15075

Número de artículo: CM0016168



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la EEA1 humana, validado en muestras de humano, ratón y rata. Adecuado para aplicaciones de Western blot, inmunohistoquímica y ELISA en investigación de tráfico endosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EEA1 Rabbit pAb
Notas / Alias	MST105; ZFYVE2; MSTP105; EEA1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	8411
ID del gen	8411
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1182-1411 de la EEA1 humana (NP_003557.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15075
Peso de la proteína	162 kDa
Envío	Bolsa de hielo