

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eed Para Wb, If/Icc, Elisa - 075530

Número de artículo: CM0014414



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína EED humana. Validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación sobre regulación de la cromatina y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EED Rabbit pAb
Notas/Alias	HEED; COG1; WAIT1; EED
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8726
Inmunógeno	Péptido sintético dentro de los aminoácidos 1-100 de la proteína EED humana (NP_003788.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075530
Peso proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo